



Adres
Square Edmond Machtens, 2
1080 Sint-Jans-Molenbeek, België;

Voor al uw vragen kunt u bij voorkeur mailen naar :
info@respiraonline.com

0475/650.704

www.respiraonline.com

UREUMADEMTEST

Uw arts heeft u een ademtest met gemerkt ureum voorgeschreven omdat hij/zij de aanwezigheid van een bacterie in uw maag vermoedt.

Met deze test kan de aanwezigheid van de « *Helicobacter Pylori* » worden opgespoord, een bacterie die het maagslijmvlies koloniseert en verantwoordelijk kan zijn voor maagklachten (gastritis, maagzweer, ...).

Voorwaarden voor het uitvoeren van de test :

Minstens **6 uur nuchter** zijn (Niet eten en niet drinken).

Als u onlangs een behandeling met **antibiotica** hebt gekregen, moet de test ten minste **4 weken** na het einde van de antibioticakuur worden uitgevoerd.

Als u een behandeling neemt om het maagzuur te verminderen van het type **protonpompremmer** (Pantomed/Pantoprazol, Omeprazole...), moet deze **2 weken** voor de test worden stopgezet.

In het geval van een behandeling met een maagzuurbinder (bvb: Gaviscon/Maalox/Riopan...) moet deze 24 uur voor de test worden onderbroken.

Niet roken tot 2 uur voor de test.

De kit bevat :

- Één tablet Espikur® = Ureum gemerkt met Koolstof-13
- 5 buisjes om de uitgeademde lucht op te vangen: 2 buisjes T0 en 3 buisjes T10
- Één rietje om in elk van de 5 buisjes te blazen
- Één aanvraagformulier en één gebruiksaanwijzing

Verloop van de test :

1. Blaas eerst in de **2 buisjes T0**.

- a. Open het buisje.
- b. Dompel het rietje tot de bodem van het buisje.
- c. Blaas gedurende ongeveer 15 seconden in het rietje, tot er damp verschijnt op de bodem van het buisje.
- d. Sluit het buisje snel weer af.

e. Herhaal de handeling voor het 2de buisje T0.

2. Slik de tablet (**Espikur®**) door met een glas water en start vervolgens een chronometer voor een duur van 10 minuten.

LET OP: de tablet moet in zijn geheel worden ingenomen. **NIET KAUWEN of de tablet DOORSNIJDEN.**

3. **10 minuten later**, blaas in de 3 buisjes met **het etiket T10**.

a. Open het buisje.

b. Dompel het rietje tot de bodem van het buisje.

c. Blaas gedurende ongeveer 15 seconden in het rietje, tot er damp verschijnt op de bodem van het buisje.

d. Sluit het buisje snel weer af.

e. Herhaal de handeling voor de 2 andere buisjes T10.

4. Stop aan het einde van de test alle **5 buisjes** in het plastic zakje samen

met het door uw arts ingevulde aanvraagformulier.

Controleer ook of uw kleefbriefje goed op de aanvraag is gekleefd,

en of uw identiteitskaartnummer correct is ingevuld.

=> het resultaat zal zo op het gezondheidsnetwerk verschijnen

en zorg ervoor dat de naam van uw arts goed genoteerd staat.

Steek het geheel in de gefrankeerde envelop die klaar is om naar het analysecentrum te worden verzonden.